



FICHA TÉCNICA

VETRAMIL PAD

5 apósitos húmedos para heridas

Composición

Miel, 20%. Excipientes.

Información del producto

VETRAMIL PAD es un apósito aséptico para cubrir heridas. El apósito de Vetramil Pad tiene una capa de absorción no adherente. La capa interior está impregnada con una pequeña cantidad de líquido basado en miel y glicerina, lo que hace que Vetramil Pad esté ligeramente húmedo. Vetramil Pad contiene miel pura producida en condiciones controladas. Este proceso de producción controlado garantiza que los apósitos de Vetramil Pad no contengan residuos de plaguicidas y que la calidad siempre sea constante.

El recubrimiento es permeable a los fluidos de la herida, lo que permite que la capa interior del apósito los absorba. El revestimiento evita que se adhiera a la herida.

Modo de utilización

1. Si fuese necesario, limpiar la herida de la forma habitual
2. Abrir el envoltorio por la marca.
3. Saque la gasa del envoltorio y extiéndala sobre la herida
4. Fije la gasa de la forma habitual, por ejemplo, con un esparadrapo o con una venda de gasa
5. Después de un día o dos, como máximo, retire el apósito de Vetramil Pad con cuidado y reemplácelo por uno nuevo

Posibles efectos adversos

No utilizar en caso de hipersensibilidad a la miel.

En caso de efectos secundarios inesperados (no mencionados) después de la aplicación de Vetramil Pad, póngase en contacto con la persona competente y el fabricante.

Medidas de precaución

No utilizar si el envoltorio está dañado

No utilizar si el envoltorio no está bien cerrado

No aplicar sobre una herida durante más de 30 días seguidos

No volver a utilizar un apósito usado

No volver a esterilizar un envoltorio abierto.

***Periodo de validez***

Tres años desde la fecha de fabricación

Almacenamiento

Mantener entre 10 y 30°C

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Presentaciones

5 apósitos de 10 x 10 cm

Titular

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1, planta baja 3,

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Fabricado por:

Bfactory Health Products B.V.

Remmerden 58, 3911 TZ Rhenen (Holanda)

USO EN ANIMALES